

LABORHITS

Centrífuga Midi G-L

Para todos los tipos de procesos de separación

Motor de alto rendimiento



Características

- Con tapa de metal
- Comienza sólo cuando la cubierta está firmemente cerrada
- Ajuste directo y fácil de la velocidad, la velocidad de rotación y los programas a través del teclado de membrana

Debido a la separación de materiales a velocidades de rotación medias, esta centrífuga midi es ideal para todo tipo de procesos de separación, como en la biología molecular. Puede utilizarse con tubos estándar de 1,5 / 2 ml, así como con tiras de PCR. La tapa se abre automáticamente con sólo pulsar un botón.

Material de suministro: Centrífuga Midi con rotor y tapa de metal para 12 recipientes, con una capacidad de 1,5/2 ml

Especificaciones

RCF máx.: 16.500 x g
Velocidad máx.: 15.700 min⁻¹
Capacidad máx.: 12 x 1,5 / 2,0 ml
Consumo de energía: 65 W
Dimensiones (An x L x Alt): 200 x 280 x 140 mm
Peso: 3,9 kg
Fuente de alimentación: 220 ... 230 V, 50 ... 60 Hz
Grado de protección: IP 20

Tipo	ud.E	Código	Precio €	Promo €
G-L	1	4.664 755	999,00	799,00

Todos los precios sin el IVA incluido.
Válido hasta 31.03.2020.