



Distribuciones Industriales y Científicas S.L.

ciencia e innovación



LAVADORA DE VIDRIO DE LABORATORIO CON SISTEMA DE SECADO - GW4060



- Lavado hasta 95 °C - **termodesinfección antibacteriana**
- Programas: 9 prefijados + 6 personalizables
- Control electrónico programable por microprocesador
- Puerto en serie RS232 para conexiones a impresora externa o PC
- Sistema de secado por aire forzado caliente con filtro de aire del 98% DOP
- Bomba peristáltica para detergente líquido
- Bomba peristáltica para neutralizador ácido líquido
- Posibilidad de instalar hasta 2 bombas peristálticas adicionales
- Cámara de lavado y puerta interna en acero inoxidable AISI 316L
- Paneles externos en acero inoxidable AISI 304
- 2 niveles de lavado independiente mediante guías telescópicas
- Dimensiones externas ANxPxAL: 600 x 600 x 850 mm
- Dimensiones de trabajo internas ANxPxAL: 525 x 490 x 570 mm
- Ablandador de agua incorporado con sensor de sal
- Conexiones de agua fría y agua desmineralizada
- Sistema de bloqueo electrónico de la puerta
- Conexión eléctrica: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW máx.
- No incluye carros

~~PVP: 6.820€*~~
5.995€*

**ADQUIERA UNA TERMODESINFECTADORA Y DE
REGALO UNO DE ESTOS ELECTRODOMESTICOS**

Oferta válida con cualquier modelo de termodesinfectadora

Consulte con su técnico responsable habitual



* IVA no incluido



Distribuciones Industriales y Científicas S.L.

ciencia e innovación



TOSTADORA

LICUADORA

BATIDORA



EXPRIMIDOR

ROBOT DE COCINA

CAFETERA

HERVIDORA

VARIOS COLORES Y MODELOS DISPONIBLES

¡ELIJA EL SUYO!

* Oferta válida hasta el 21/12/2018

OD1830