

**ciencia e innovación**

¡Compre una nueva balanza Quintix® o Practum® con un descuento de 20 % y además un regalo a elegir!



## Características y Ventajas

### Máximo rendimiento

La tecnología más avanzada de Sartorius para un rendimiento aún mayor.

### Uso intuitivo

Ya no es necesario leer el manual de usuario, los mensajes que aparecen en la pantalla táctil a color contienen toda la información necesaria y mejoran la eficiencia de las operaciones de pesaje en el laboratorio.

### Aplicaciones integradas

Las aplicaciones incluidas le permiten acceder instantáneamente a las opciones de uso de la balanza, transformando tareas de laboratorio especiales, y a menudo complicadas, en rutinas rápidas y eficientes.

### Diseño higiénico, fácil de limpiar

Tanto los cristales laterales como el superior se desmontan de forma rápida, además se puede retirar la cámara de pesaje para una limpieza total.

### Transferencia de Datos: Directa y Correcta

Conecte su Quintix® o Practum® de manera fácil y rápida a su ordenador o impresora. La tecnología Plug & Play de la balanza transferirá sus mediciones, sin necesidad de un software adicional al programa de Microsoft® Office deseado - en el formato que usted elija y listo para los cálculos en hojas de cálculo.

# ¡Las mejores balanzas en su categoría para su laboratorio!



Pesas Patrón

## Nueva Serie Estándar Quintix®

- IsoCAL Máxima precisión y confianza aseguradas en todo momento con la función interna de ajuste automático cuando detecta cambios de temperatura
- Funciones avanzadas incluidas: estadísticas, control de peso, pesaje de componentes, mezcla, etc...


## Nueva Serie Básica Practum®

- Elevada robustez gracias a la protección contra sobrecargas
- Calibración Externa (pesa de ajuste no incluida)
- Funciones básicas

Ambas con 2 años de garantía



Nueva Pipeta TACTA



Pipeta Proline Plus

Legibilidad	Capacidad	Modelo	Precio de lista	Precio neto especial
Serie Estándar QUINTIX®				
0,01 mg / 0,1 mg	60 / 120 g	QUINTIX125D-1S	<del>5.148 €</del>	4.118 €
0,1 mg	220 g	QUINTIX224-1S	<del>3.332 €</del>	2.665 €
1 mg	310 g	QUINTIX313-1S	<del>2.341 €</del>	1.872 €
0,01 g	3.100 g	QUINTIX3102-1S	<del>2.286 €</del>	1.828 €
0,1 g	6.100 g	QUINTIX6101-1S	<del>2.110 €</del>	1.688 €
Serie Básica PRACTUM®				
0,1 mg	120 g	PRACTUM124-1S	<del>1.710 €</del>	1.368 €
0,1 mg	210 g	PRACTUM213-1S	<del>1.125 €</del>	900 €
0,01 g	1.100 g	PRACTUM1102-1S	<del>1.080 €</del>	864 €
0,1 g	5.100 g	PRACTUM5101-1S	<del>1.080 €</del>	864 €

### Regalo adicional (a elegir entre uno de los siguientes):

- ✓ Ampliación de la garantía por un año adicional (total 3 años).
- ✓ Pesa de ajuste acorde a la balanza elegida:
  - Por la compra de una Quintix: Pesa con certificado.
  - Por la compra de una Practum: Pesa sin certificado.
- ✓ Una pipeta monocanal de volumen variable a elegir:
  - Por la compra de una Quintix: Una pipeta Tacta®.
  - Por la compra de una Practum: Una pipeta Proline® Plus.



[www.dicsa.es](http://www.dicsa.es)

902 104 307

[info@dicsa.es](mailto:info@dicsa.es)



Síguenos en  
**twitter** @dicsa\_

Síguenos en  
**facebook** @dicsa.es