

SERIE ECO MULTIBASIC

ARMARIOS DE SEGURIDAD PARA PRODUCTOS QUÍMICOS NO INFLAMABLES



SERIE ECO MULTIBASIC



ARMARIOS DE SEGURIDAD SERIE CS BASIC PARA PRODUCTOS QUÍMICOS NO INFLAMABLES



EOB120



EOB120G



EOB60G



EOB120UB



EOB60



EOB60UB

SERIE ECO MULTIBASIC



ARMARIOS DE SEGURIDAD SERIE CS BASIC PARA PRODUCTOS QUÍMICOS NO INFLAMABLES



EOB124



EOB124G



EOB62



EOB62G



EOB63



EOB63G

SERIE ECO MULTIBASIC



ARMARIOS DE SEGURIDAD SERIE CS BASIC PARA PRODUCTOS QUÍMICOS NO INFLAMABLES

ESPECIFICACIONES:

- Según normas EN 61010-1 y CEI 66-5
- Pictogramas normalizados según normas ISO3864
- Segregación de productos químicos incompatibles
- Solución modular
- Construcción en acero electro galvanizado con recubrimiento de pintura epoxy anti ácida de 96 micras.
- Placas de acero de grosor 15/10
- Pintura epoxy color gris RAL 7035
- Baldas de retención de derrames en acero pintado o inoxidable ajustables en altura
- Capacidad de almacenado por balda de 25 botellas de 1 litro.
- Carga máxima por balda: 80 kgs. repartida uniformemente.
- Puertas batientes con cerradura de seguridad y llave
- Apertura de puertas en un ángulo de más de 110°.

CÓDIGO	ACCESORIOS OPCIONALES	DIMENSIONES EXTERNAS (L x P x A mm)
EOB60R	Balda adicional en acero pintado de 60	590 x 500 x 30
EOB60RI	Balda adicional en acero inoxidable de 60	590 x 500 x 30
EOB120R	Balda adicional en acero pintado de 120	1130 x 500 x 30
EOB120RI	Balda adicional en acero inoxidable de 120	1130 x 500 x 30
TIM24	Temporizador	
ALLARME	Alarma puertas abiertas	
K89013	Electro extractor en caja metálica con cableado completo e interruptor ON/OFF	230 x 230 x 250

CÓDIGO PUERTAS CIEGAS	CÓDIGO PUERTAS EN VIDRIO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS L x P x A mm	NÚMERO DE BALDAS	PESO Kg	CAPACIDAD DE ALMACENADO
EOB60	EOB60G	Armario de 1 puerta 1 compartimento	600 x 600 x 1950	3 baldas en acero pintado	68	110 L
EOB62	EOB62G	Armario de 2 puertas 2 compartimentos	600 x 600 x 1950	Compartimento ácidos: 2 en acero pintado Compartimento de bases: 2 en acero inoxidable	70	110 L
EOB63	EOB63G	Armario de 3 puertas 3 compartimentos	600 x 600 x 1950	Compartimento ácidos: 2 en acero pintado Compartimento de bases: 2 en acero inoxidable Compartimento de tóxicos : 2 en acero pintado	73	90 L
EOB120	EOB120G	Armario de 2 puertas 1 compartimento	1140 x 600 x 1950	3 en acero pintado	125	200 L
EOB124	EOB124G	Armario de 4 puertas 4 compartimentos	1140 x 600 x 1950	Compartimento ácidos: 2 en acero pintado Compartimento de bases: 2 en acero inoxidable Compartimento de tóxicos: 2 en acero pintado Compartimento de nocivos: 2 en acero pintado	135	200 L
EOB60UB	NO	Armario de 1 puerta 1 compartimento	600 x 600 x 700	2 en acero pintado	35	40 L
EOB120UB	NO	Armario de 2 puertas 1 compartimento	1140 x 600 x 700	2 en acero pintado	50	80 L

Distribuidor autorizado:

www.dicsa.es · 950 55 33 33 · info@dicsa.es

