



Distribuciones Industriales y Científicas S.L.


ciencia e innovación

VIALES E INSERTOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
94409	VIAL PLASTICO T/ ROSCA 2ML GRADUADO B/9MM (100)
72527	VIAL VIDRIO P/ENCAPSULAR 2ML B/6MM ND11(100)
111418	VIAL VIDRIO P/ENCAPSULAR 20ML CORTO ESP CABE (100)
111417	VIAL VIDRIO P/ENCAPSULAR 20 ML ND 20 ALTO (100)
72524	VIAL VIDRIO T/ROSCA 2ML 12X32 B/6 MM R/9 (100)
111382	VIAL VIDRIO T/ROSCA 2 ML AMBAR 12X32 C/BANDA (100)
111381	VIAL VIDRIO T/ROSCA 2 ML AMBAR B/6 MM R/9 (100)
111411	VIAL VIDRIO T/ROSCA 2 ML AMBAR TAP+SEPT+BANDA (100)
76244	VIAL VIDRIO T/ROSCA 2ML B/6 MM R/9 C/BANDA (100)
111412	VIAL VIDRIO T/ROSCA 2 ML TAP+SEPT+BANDA (100)
116076	VIAL VIDRIO T/ROSCA 20 ML ND18 ESPACIO CABEZA (100)



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
76241	INSERTO 0.25 ML 6X29 MM F/CONICO C/SPRING (100)
111416	INSERTO 0.25 ML 6X31 MM F/CONICO (100)
76126	INSERTO 5.8 X 31.5 MM F/PLANO 250 UL (100)



TAPONES Y CAPSULAS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
94408	TAPON P/VIAL 10 ML C/SEPT SIL/PTFE (100)
94404	TAPON P/VIAL 2 ML AMARILLO C/SEPT SIL/PTFE (100)
111415	TAPON P/VIAL 2ML ND9 AZUL C/SEPT C/SLIT SIL/PTFE (100)
72525	TAPON P/VIAL 2ML ND9 AZUL C/SEPT SIL/PTFE ROJO (100)
111414	TAPON P/VIAL 2ML ND9 C/SEP C/SLIT SIL/PTFE (100)
94406	TAPON P/VIAL 2 ML ND9 NEGRO C/SEPT C/SLIT SIL/PTFE (100)
94405	TAPON P/VIAL 2ML ND9 TRANSP. C/SEPT C/SLIT SIL/PTFE (100)
94410	TAPON P/VIAL 2 ML ND9 VERDE C/SEPT SIL/PTFE (100)
111413	TAPON P/VIAL 2 ML ROJO C/SEPT SIL/PTFE(100)
114810	TAPON P/VIAL 20 ML METALICO C/SEPT PTFE (100)



Ref 111414



Ref 111413



Ref 72525



Ref 114810

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
111419	CAPSULA ALUMINIO + SET PTFE/SIL P/VIAL ND20(100)
72528	CAPSULA ALUMINIO 11 MM SEPTUM GOMA/PTFE (100)
111422	CAPSULA ALUMINIO ND20 SEPTUM PTFE/BUTYL (100)
111420	CAPSULA BI METALICO SET PTFE/SIL P/VIAL ND20 (100)



Ref 111419



Ref 111422



Ref 111420



FILTROS DE JERINGA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
116602	FILTRO P/JERINGA 13MM 0.22UM NYLON (100)
116583	FILTRO P/JERINGA 13MM 0.22UM A. CELULOSA (100)
116619	FILTRO P/JERINGA 13MM 0.22UM PTFE HYDROPHILIC (100)
116615	FILTRO P/JERINGA 13MM 0.22UM PTFE HYDROPHOBIC (100)
116603	FILTRO P/JERINGA 13MM 0.45UM NYLON (100)
116616	FILTRO P/JERINGA 13MM 0.45UM PTFE HYDROPHOBIC (100)
116599	FILTRO P/JERINGA 13MM 0.45UM A. CELULOSA (100)
116620	FILTRO P/JERINGA 13MM 0.45UM PTFE HYDROPHILIC (100)
116604	FILTRO P/JERINGA 25MM 0.22UM NYLON (100)
116621	FILTRO P/JERINGA 25MM 0.22 UM PTFE HIDROFILIC (100)
116617	FILTRO P/JERINGA 25MM 0.22UM PTFE HIDROFOBIC (100)
116600	FILTRO P/JERINGA 25MM 0.22UM A. CELULOSA (100)
116605	FILTRO P/JERINGA 25MM 0.45UM NYLON (100)
116622	FILTRO P/JERINGA 25MM 0.45UM PTFE HIDROFILIC (100)
116618	FILTRO P/JERINGA 25MM 0.45UM PTFE HIDROFOBIC (100)
116601	FILTRO P/JERINGA 25MM 0.45UM A. CELULOSA (100)



TIPO	COLOR 0.45 μm	COLOR 0.22 μm
ACETATO DE CELULOSA	VERDE	VERDE CLARO
NYLON	AMARILLO	AMARILLO CLARO
PTFE	ROJO	ROSA



PLÁSTICO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
122604	TUBO 15 ML PP F/CONICO GRADUADO ESTERIL (500)
122605	TUBO 15 ML PP F/CONICO S/FALDON (500)
123767	TUBO 50 ML PP F/CONICO C/FALDON C/TAPON AZUL (500)
123768	TUBO 50 ML PP F/CONICO C/FALDON C/TAPON NARANJA (500)
123766	TUBO 50 ML PP F/CONICO C/FALDON C/TAPON ROJO (500)
122601	TUBO 50 ML PP F/CONICO S/FALDON (500)
122603	TUBO 50 ML PP F/CONICO S/FALDON (500) ESTERIL



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
116956	CONTENEDOR 120 ML PP ASEPTICO GRANEL (300)
116957	CONTENEDOR 120 ML PP B/UNITARIA ESTERIL (250)



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
94358	PLACA PETRI PLASTICO 90 X 16 MM ASEPTICA (500)



www.dicsa.es · 950 55 33 33 · info@dicsa.es

