



LABORHITS

Bombas rotativas de paletas RZ 2.5



Las bombas rotativas de paletas Vacuubrand abarcan bombas de una etapa (RE 2.5) y dos etapas (RZ 2.5) con caudales de 2 a 9 $\rm m^3/h$.

Las aplicaciones típicas de las bombas rotativas a paletas son liofilización, destilación y evacuación de pequeños volúmenes.

Características y propiedades importantes: alta tolerancia al vapor de agua, mecanismo de bombeo estanco al vacío cuando está apagado, mecanismos de gas lastre de alto rendimiento. Esto aumenta el potencial de rendimiento general de estas bombas, la vida útil de las piezas mecánicas, aumenta los intervalos de cambio de aceite y reduce los gastos de mantenimiento.

• Fácil mantenimiento gracias al diseño telescópico

los cambios de aceite

Tipo	Dimensiones (An x L x Alt) mm	Caudal (50/60 Hz) L/min	Conector	Unidades	Código	P.V.P	Promoción
RZ 2.5	316 x 125 x 190	38.33 / 46.67	CEE	1	9.880 123	2.3.5€	1.892€
RZ 2.5 + FO + VS 16*	316 x 125 x 190	38.33 / 46.67	CEE	1	7.300 239	2.7 €	2.160€

^{*} Paquete: RZ 2.5 con filtro de aceite y válvula de cierre VS 16

* Promoción válida hasta 31.07.2024