



Distribuciones Industriales y Científicas S.L.

ciencia e innovación

Proteinasa K

Grado Biología Molecular

Desde
75,00 €




- ✓ Enzima Recombinante Ultrapura
- ✓ Enzima Ultrapura, libre de DNasas y RNasas
- ✓ Alta Actividad Específica (≥ 30 U/ mg)
- ✓ Amplio Espectro de Sustratos Proteicos
(*péptidos, glicoproteínas, ésteres de aminoácidos, etc*)
- ✓ Activa en un amplio rango de pH(4.0-12.5) y de condiciones de reacción

Proteinasa K

REFERENCIA	FORMATO	PVP	PROMOCIÓN
TBZ0306	5 x 30 mg	160,00 €	140,00 €
TBZ0307	100 mg	85,00 €	75,00 €


APLICACIONES



Lisis celular de una amplia diversidad de muestras:
sangre, tejidos, bacterias



Inactivación DNAsas & RNAsas durante la purificación
de ácidos nucleicos



Digestión de proteínas