

LABORHITS

Equipos Calefactores en Serie KM-R3 y KM-R6

Equipos calefactores en serie, Serie KM-R3

LabHEAT®-Equipos calefactores para tres matraces, fondo redondo. Unidad calefactora de serie en carcasa metálica plastificada y resistente a productos químicos con placa superior de acero inoxidable.

Equipos calefactores en serie, Serie KM-R6

LabHEAT®-Equipos calefactores para seis matraces, fondo redondo. Unidad calefactora de serie en carcasa metálica plastificada y resistente a productos químicos con placa superior de acero inoxidable.

Cada posición de calentamiento se controla por separado a través del regulador, cable de alimentación de 1,5 m (conectado a tierra) y RCD (detección de corriente residual). Las especificaciones de tamaño y potencia son válidas para cada posición de calentamiento.



Aislamiento térmico y toma de tierra

Temperatura ajustable individualmente

Especificaciones KM-R3:

Dimensiones (An x L x Alt): 580 x 290 x 150 mm

Número de zonas de calefacción: 1

Número de puntos de calentamiento: 3

Tipo de enchufe: EU

Fuente de alimentación: 230 V·AC

Especificaciones KM-R6:


Dimensiones (An x L x Alt) 1150 x 290 x 150 mm

Número de zonas de calefacción: 1

Número de puntos de calentamiento: 6

Tipo de enchufe: EU

Fuente de alimentación: 230 V·AC



Tipo	Temperatura máx. °C	Volumen del frasco ml	Ø Frasco mm	Capacidad nominal W	Ud.E.	Código	P.V.P	Precio promo
KM-R3	450	1000	131	495	1	6.257 822	1.304,00€	799,00€
KM-R6	450	500	105	330	1	9.642 572	1.684,00€	999,00€

Otros tamaños a petición

Precio IVA no incluido
Promoción válida hasta el 31.12.2025