

Balanzas de referencia para laboratorio



Quintix® y Secura®



Simplifying Progress

SARTORIUS

Secura® – Especificaciones Técnicas

Microbalanzas

Modelo	Capacidad de pesaje	Legi-bilidad	Repetibilidad (desviación estándar) típica	Tiempo de estabilización típico	Tamaño del plato de pesaje	Altura de cámara de pesaje*	Dimensiones (P × A × A)	Sistema de pesaje	Calibración y Ajuste	
	[g]	[mg]	[mg]	[s]	[mm]	[mm]	[mm]		Interna	Externa
SECURA26-1S	21	0,002	0,004	≤ 6,0	Ø 50	218	218 × 376 × 316	EMC	isoCAL	■

Semi-microbalanzas

Modelo	Capacidad de pesaje	Legi-bilidad	Repetibilidad (desviación estándar) típica	Tiempo de estabilización típico	Tamaño del plato de pesaje	Altura de cámara de pesaje*	Dimensiones (P × A × A)	Sistema de pesaje	Calibración y Ajuste	
	[g]	[mg]	[mg]	[s]	[mm]	[mm]	[mm]		Interna	Externa
SECURA125-1S	120	0,01	0,03	≤ 4,0	Ø 80	218	218 × 376 × 316	EMC	isoCAL	■
SECURA225D-1S	120 220	0,01	1 0,03 0, 7	≤ 4,0 1,5	Ø 80	218	218 × 376 × 316	EMC	isoCAL	■

Quintix® – Especificaciones Técnicas

Semi-microbalanzas

Modelo	Capacidad de pesaje	Legi-bilidad	Repetibilidad (desviación estándar) típica	Tiempo de estabilización típico	Tamaño del plato de pesaje	Altura de cámara de pesaje*	Dimensiones (P × A × A)	Sistema de pesaje	Calibración y Ajuste	
	[g]	[mg]	[mg]	[s]	[mm]	[mm]	[mm]		Interna	Externa
QUINTIX35-1S	30	0,01	0,03	≤ 4,0	Ø 80	218	218 × 376 × 316	EMC	isoCAL	■
QUINTIX65-1S	60	0,01	0,03	≤ 4,0	Ø 80	218	218 × 376 × 316	EMC	isoCAL	■
QUINTIX125D-1S	60 120	0,01 0,1	0,03 0,07	≤ 4,0 1,5	Ø 80	218	218 × 376 × 316	EMC	isoCAL	■

DESCRIPCIÓN	P.V.P	PROMOCIÓN*
SECURA26-1S	23.140,00€	16.198,00€
SECURA225D-1S	8.480,00€	5.936,00€
SECURA125-1S	8.060,00€	5.642,00€
QUINTIX125D-1S	7.230,00€	5.061,00€
QUINTIX65-1S	6.650,00€	4.655,00€
QUINTIX35-1S	6.020,00€	4.214,00€

30% OFF

