

## LABORHITS

### Baños de ultrasonidos SONOREX smart ST

*Documentación del proceso*

*Programas individuales*

*Pantalla táctil*



**NUEVO**



# LABORHITS

## Baños de ultrasonidos SONOREX smart ST

Estos aparatos polivalentes con manejo intuitivo mediante pantalla táctil ofrecen opciones de ajuste detalladas para cada parámetro, un control y registro precisos del proceso y una memoria de programas para obtener resultados reproducibles de forma fiable. Gracias a su larga vida útil y a sus numerosas funciones, como pulso, intervalo, ajuste de potencia, degasificación rápida y desconexión de seguridad, su trabajo diario resultará notablemente más fácil.

- Con función de aviso y desconexión
- Con protección contra funcionamiento en seco

- Potencia regulable del 10 al 100 %
- Duración del proceso con precisión de segundos y desconexión automática
- Modo ECO para reducir el consumo de energía
- Se pueden guardar 10 programas individuales
- Posibilidad de elegir entre varios idiomas
- Documentación del proceso a través de la estación de acoplamiento DST 01 (opcional) con USB y Ethernet
- Ajuste continuo del tiempo de 1 segundo a 8 horas
- Pantalla táctil a prueba de salpicaduras (IP 32)


Tipo	Capacidad nominal l	Dimensiones ext. (An x L x Alt) mm	Peso Kg	Potencia de calefacción W	Tipo de enchufe	Ud. E.	Código	PRECIO	PRECIO PROMOCIÓN
Smart ST 102 H	3,0	260x160x250	4,4	140	UE	1	4.709 932	<del>1.479,64€</del>	<b>1.109,73€</b>
Smart ST 510 H	9,7	300x240x150	7,9	400	UE	1	4.709 937	<del>1.799,07€</del>	<b>1.344,05€</b>
Smart ST 1028 H	28,0	535x325x400	15,1	1300	UE	1	4.709 940	<del>3.219,60€</del>	<b>2.413,20€</b>

## Accesorios para baños de ultrasonidos SONOREX

### Cestas de suspensión


Acero inoxidable. Óptima transmisión de ondas ultrasónicas. Los elementos a limpiar no deben colocarse en el fondo del tanque.

Tipo	Para baños	Dimensiones ext. (An x L x Alt) mm	Ud. E.	Código	PRECIO	PRECIO PROMOCIÓN
K 3 C	ST 102H	200x110x40	1	9.877 633	<del>79,90€</del>	<b>59,94€</b>
K 10	ST 510 H	250x195x50	1	9.877 697	<del>1.959,00€</del>	<b>145,13€</b>
K 28	ST 1028 H	455x245x50	1	9.877 698	<del>279,08€</del>	<b>209,01€</b>



**Tapa** Acero inoxidable. Para cubrir los tanques de los baños, como se describe a continuación.

Tipo	Para baños	Ud. E.	Código	PRECIO	PRECIO PROMOCIÓN
D 100	ST 102H	1	9.877 603	<del>519,56€</del>	<b>38,89€</b>
D 510	ST 510 H	1	9.877 610	<del>749,46€</del>	<b>55,91€</b>
D 1028	ST 1028 H	1	9.877 607	<del>999,36€</del>	<b>74,54€</b>



### Estación de acoplamiento DST 01

Fácil transferencia del protocolo de proceso a otros medios de almacenamiento. Conexión USB-A, USB-B y Ethernet. IP 20.

Tipo	Para baños	Ud. E.	Código	PRECIO	PRECIO PROMOCIÓN
DST 01	SONOREX	1	6.328 138	<del>239,47€</del>	<b>178,10€</b>



\*P.V.P No incluido. Promoción válida hasta el 31.03.2026

PARTNER OF