

Promoción

Kits para Ensayos Celulares

para la determinación de:

- ✓ **Viabilidad Celular**
- ✓ **Citotoxicidad Celular**
- ✓ **Proliferación**
- ✓ **Apoptosis**

Distribuido por:


dicsa
Distribuciones Industriales y Científicas S.L.
ciencia e innovación

TLF + 34 950 55 33 33
info@dicsa.es | www.dicsa.es


www.tiarisbiosciences.com



Desde
67,50 €

Ensayos Celulares

ENSAYO	REFERENCIA	REACCIONES	PVP	PROMOCIÓN
Resazurin Viability Assay Kit	TBK0506	2.500	89 €	80,10 €
	TBK0507	10.000	298 €	268,20 €
XTT Viability and Proliferation Assay Kit	TBK0501	200	75 €	67,50 €
	TBK0502	1.000	195 €	175,50 €
SRB Cytotoxicity Assay Kit	TBK0518	10.000	105 €	94,50 €
Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit	TBK0509	100	220 €	198,00 €



Las células sanas serán negativas a la tinción con Anexina V y el yoduro de propidio; Las células en apoptosis temprana serán positivas a la tinción con Anexina V mientras que las células en apoptosis tardía o necróticas serán positivas a ambos marcajes.