

LABORHITS

Pipetas monocanal Eppendorf Research® plus, paquete de 6

¡PRECIOS ESPECIALES!
PROMOCIÓN
HASTA:
30.06.2026



En combinación con las puntas de pipeta epT.I.P.S.®, las pipetas Research plus ofrecen una solución óptima para un pipeteado reproducible, seguro y ergonómico.

- Pipeta mecánica con cámara de aire y control de tres botones de serie (un botón para seleccionar el volumen, otro para pipetear y otro para expulsar la punta)
- Ideal para pipetear de forma precisa, sencilla y ergonómica soluciones acuosas de forma manual
- Compruebe usted mismo la diferencia en cuanto a peso y esfuerzo al pipetear: Desarrollada según los principios del Eppendorf PhysioCare Concept®
- Aproveche una de las pipetas con las fuerzas de manejo y expulsión de puntas más bajas del mercado, para reducir la carga sobre la mano y el brazo
- Fuerzas de acoplamiento minimizadas gracias a un cono de punta con resort (disponible para todas las pipetas de hasta 1 ml)
- Ajuste su pipeta en cuestión de segundos para mejorar

la precisión al pipetear líquidos difíciles como el etanol o al pipetear a gran altura. A continuación, se puede volver al ajuste de fábrica sin necesidad de calibración

- Autoclave, según sea necesario y en función de la aplicación, toda la pipeta o solo la base para garantizar una descontaminación adecuada
- El material de alta calidad garantiza una elevada resistencia a los rayos UV y a los productos químicos; hay disponibles bases monocanal especiales para productos químicos agresivos
- Las pipetas monocanal con la etiqueta ACT® y las puntas de pipeta epT.I.P.S.® le ayudan a tomar una decisión informada en materia de sostenibilidad

Material de suministro: 6 pipetas: 0.1 - 2,5 μ L, 0,5 - 10 μ L, 2 - 20 μ L, 10 - 100 μ L, 20 - 200 μ L, 100 - 1.000 μ L, 6 x epT.I.P.S.® Box 2.0 con 96 puntas cada una (10 μ L, 20 μ L, 3x 200 μ L, 1.000 μ L), Carrusel de pipetas 2

Tipo	Descripción	Ud.E.	Código	PROMO
Eppendorf Research® plus	Paquete de 6 pipetas monocanal	1	6.324 513	1.590,00€