

# Motic<sup>®</sup>

MORE THAN MICROSCOPY



Distribuciones Industriales y Científicas S.L.

ciencia e innovación

## SMZ-140-N2LED

- Sistema óptico zoom Greenough
- Cabezal binocular o trinocular, inclinado 45°, rotatorio 360°
- Oculares de gran campo WF10X/20mm
- Relación del zoom 4:1, WD=80mm
- Gama de aumentos del objetivo zoom: 1X a 4X
- Base con columna y soporte para el cabezal
- Sistema de enfoque macrométrico con ajuste de tensión
- Iluminación LED 3W incidente y transmitida de intensidad regulable
- Platinas de vidrio esmerilado y opaca blanca/negra, y funda de protección



~~573,00 €~~

**487,05 €**

Promoción válida hasta fin de existencias  
Precio IVA no incluido



OD2611