



[schuettbiotec.de](http://schuettbiotec.de)

# PHOENIX II STANDARD

## MECHERO SEGURIDAD

con sensor y pedal. REF: 3.355202

- Interruptor de sobret temperatura
- Display en color, selección de idioma.
- Regulación de aire y de gas
- Tiempo de combustión ajustable (1 segundo- 120 minutos)
- Certificado DVGW
- Interfaz gráfica para el usuario
- 3 modos de trabajo: continuo (botón), modo pedal y modo sensor
- Acoplamiento rápido para adaptadores para cartuchos de gas
- Apagado automático
- Cabezal del quemador extraíble
- Carcasa resistente a los rayos UV y a disolventes químicos.
- Soporte plegable para inclinar el mechero
- Dimensiones: 125x85x160mm
- Peso: 1kg

# 760,00€

Precio IVA NO INCLUIDO  
Promoción válida hasta fin de existencias

**INCLUYE ADAPTADOR PARA CARTUCHO**

ACCESORIOS  
DISPONIBLES

3.358 342 - Protector contra llamas



3.358 392 - Interruptor de pie



3.353 202 - Carrusel de esterilización por llama



3.357 232 - Adaptador para cartucho CV470



3.358 332 - Protector contra salpicaduras



3.357 212 - Adaptador para cartucho CV 360

