

LABORHITS

Desinfección y limpieza

Detergente especial neodisher® LM 3 para pipetas

Limpiador alcalino para la limpieza manual y la pre-limpieza del material de vidrio de laboratorio, así como para la limpieza de pipetas y viscosímetros en lavadoras especiales, concentrado líquido.

Especialmente indicado para la limpieza de material de vidrio de laboratorio en laboratorios de agua, fosfatos y metales, así como en laboratorios donde se realizan análisis enzimáticos y serológicos. Adecuado también para la limpieza automatizada. Baja formación de espuma. Libre de fosfatos.

Tipo de embalaje	Capacidad l	Ud.E.	Código	Precio	Promo
Bidón	10	1	4.721 370	149,11€	110,00€

Detergente especial para pipetas



PELIGRO
H290IH314

Neutraliza y limpia



ATENCIÓN
H317IH319IH412

Agente neutralizante neodisher® Z

Agente neutralizante de ácidos y detergente para la limpieza automatizada de material de vidrio de laboratorio y otros utensilios de laboratorio, concentrado líquido.

Agente neutralizante de ácidos y detergente para la limpieza automatizada de material de vidrio de laboratorio y otros utensilios de laboratorio, concentrado líquido. Basado en ácidos orgánicos.

Libre de surfactantes y fosfatos.

Tipo de embalaje	Capacidad l	Ud.E.	Código	Precio	Promo
Bidón	10	1	4.721 368	69,77€	55,00€

Disponibles hasta agotar existencias.

LABORHITS

Desinfección y limpieza

Limpiador líquido universal



PELIGRO
H290IH302IH314

Detergente universal neodisher® LaboClean A 8

Detergente universal alcalino en polvo para lavar a máquina con gran eficacia recipientes de laboratorio de vidrio y otros utensilios.

Elimina sangre, suero, residuos alimentarios, productos farmacéuticos, pinturas, barnices, gelatina y otros residuos orgánicos.

Sin tensioactivos.

Tipo de embalaje	Capacidad kg	Ud.E.	Código	Precio	Promo
Cubo	10	1	9.192 403	100,60€	80,00€

Detergente universal neodisher® LaboClean FLA

Detergente alcalino universal para la limpieza automatizada de material de vidrio de laboratorio y otros utensilios para laboratorios, concentrado líquido.

De aplicación universal. Con un excelente rendimiento de limpieza. Elimina los residuos oleosos y otros residuos orgánicos persistentes.

Sin tensioactivos, compuestos fosforados ni agentes oxidantes.

Tipo de embalaje	Capacidad l	Ud.E.	Código	Precio	Promo
Bidón	5	1	4.721 371	59,49€	50,00€

Limpiador en polvo universal



PELIGRO
H290IH314IH411IH335

Disponible hasta agotar existencias.