

Entris® II

Modelo BCA2202i-1S

Balanzas de laboratorio

SARTORIUS



~~2.200,00€~~

1.320,00€



 **dicsa**

Distribuciones Industriales y Científicas S.L.

ciencia e innovación

Promoción válida hasta fin de existencias

Entris® II – La mejor calidad de su clase para tareas de pesaje básicas



Capacidad máxima 2200 g y legibilidad d= 0,01 g



Visor táctil a color gráfico con un funcionamiento muy intuitivo



Función Levelcontrol : aviso de alerta en tiempo real cuando la balanza no está correctamente nivelada y nivelación guiada interactiva



Función ISOCAL, ajuste totalmente automático por cambios de temperatura, después de un intervalo de tiempo sin funcionamiento, o después de una nueva nivelación



3 Niveles de seguridad: estricto, medio, o mínimo que permiten bloquear el envío de las pesadas a un PC o una impresora si detecta que la balanza no está correctamente nivelada o ajustada



Gestión de hasta 10 Usuarios con 3 perfiles diferentes: Administrador, Supervisor y Usuario



Teclado Alfanumérico para introducir hasta 6 ID, como nombre del producto, nº de lote, nombre de la sala donde está instalada, nº interno de la balanza, etc...



3 salidas de datos; 1 RS232 de 9 pin, 1 USB-C para conexión directa con un PC, y otra USB-C para colocar una Pen USB y guardar todos los datos



Hasta 13 aplicaciones diferentes integradas de serie.



Excelente resistencia química gracias al material de fabricación PBT



Fabricación Alemana

