




MUESTRADORES DE AIRE

Acelere su muestreo de aire

AIRWEL®



**AUMENTE SU PRODUCTIVIDAD
CON 200L/MIN**


-  **Ligero y compacto:** 1.6 kg
-  **Placa de Petri:** 90mm - 55mm
-  **Flujo de aire:** 100L/min - 200L/min

Trazabilidad completa

GMP/GLP

Importe datos

Scanner de código de barras Bluetooth



Exporte datos



Completamente hermético

IP65 – protección contra polvos y líquidos

Servicios

Calibración por el fabricante o el distribuidor
Cualificación: protocolo IQ/OQ

Cargado de batería

Inducción - Sin cable

(para versión +) – Autonomía 30 000L



CONFORMIDAD		AIRWELL
IP65		
ISO 17141 / ISO 14698 / ISO 17025		X
USP797 / USP116		X
EU GMP / GLP		X
TRAZABILIDAD		
Módulo Bluetooth		X
Programa PC		X
Aplicación. Android (PC/smartphone/tablet)		X
CALIBRACIÓN		
Auto-test (opcional)		
Calibración A.B.E. o distribuidor		X
VENTAJAS		
3 niveles de contraseñas		
Cargador de batería sin cable		
Autonomía de la batería		30 000 L
Tipo de placas		90 mm o 5 mm
Tipo de cabezal		Acero inoxidable o desechable polyester
flujo de aire		100L o 200L / min
Maleta de transporte		Ligera
Ciclos de aspiración Multi-modo		Ininterrumpido / Fragmentado
Pintura anti gérmenes		X
DIMENSIONES		
W x H x D		130 x 330 x 150 mm
Peso		1,6 kg
Alimentación eléctrica		120-230 V - 50-60Hz / 120 W
País de origen		Francia - Unión Europea

Entregado con el AIRWEL :

Cargador 18V/15W (BCLO2016), Reja de acero inoxidable, Tapa de la reja, en acero inoxidable (BCLO2025), Modulo Bluetooth incorporado, maleta de transporte (BCLO2014), soporte vertical (BCLO2042), Tapa tornillo del conector de batería (BCLO2021), Manual de usuario, Certificado de calibración.

Cabezal adicional de acero inoxidable 90mm (ref: BCLO3001) :



Cabezal desechable 90mm (ref: BCLO3005) :



Caja de 27 unidades
(con el certificado de esterilidad)

Trípode (ref: BCLO2006) :

