

# HOMOGENEIZADOR DE LABORATORIO

MIXWEL®

Práctico y eficiente



## Compacidad extrema

Optimización del espacio



## Fácil de limpiar

Extracción rápida de la  
puerta y de las paletas.



Bandeja de residuos  
integrada en la puerta.



## Compacto y ligero

El más ligero del mercado



14 kg = Fácil de mover



## Sistema pendular

La homogeneización pendular  
(patentado) entrega hasta 70 kg  
de presión por pala.

## Adaptado a su matriz



## Silencioso y sin vibraciones

< 48 db





CARACTERÍSTICAS	MIXWEL
Potencia de la homogeneización pendular	Hasta 70 kg / pala
Capacidad	De 50 mL a 400 mL
Nivel de ruido	< 48 db
Homogeneización progresiva adaptada a la matriz	
Velocidad adaptable	
Baja vibración	X
Puerta / palas retirables	X
Palas de acero inoxidable	X
Palas ajustables a la matriz	3 posiciones
Tanque de residuo integrado a la puerta	X
Compacidad (W x D x H)	220 x 410 x 340 mm
Peso	14 kg
Alimentación eléctrica	100-240 V / 50-60 Hz 120 W
Garantía	1 año
País de origen	Francia - Unión Europea

**Entregado con el MIXWEL :**

Manual de usuario, alimentación eléctrica, un paquete de bolsas MIXBAGS de homogeneización.

**Ahorre espacio en su mesa de trabajo :**



14kg

A.B.E.

26kg

Competidor 1

20kg

Competidor 2

**Rack para bolsas (MIXW2002) :**

