

LABORHITS

Viscosímetros ROTAVISC

Amplio rango de funciones

Fáciles de usar



Características

- La más alta precisión de medición
- Ajuste de velocidad sin escalonamiento
- Pantalla TFT de 4,3 pulgadas
- Nivel digital
- Función de rampa simple
- Incluye sensor PT100 externo

Viscosímetros con un amplio rango de funciones para determinar la viscosidad de líquidos en todas las áreas de aplicación, desde el laboratorio hasta el control de calidad. Los dispositivos son adecuados para diferentes rangos de viscosidad y están disponibles con o sin software de control.

Material de suministro: Viscosímetro incl. set de husillos estándar, soporte de protección, sensor de temperatura y soporte ROTASTAND. Los modelos ADVANCED incluyen el software labworldsoft 6 Visc para el control de diferentes dispositivos, por ejemplo, sistemas de control de temperatura y otros dispositivos de medición.

Especificaciones

- Velocidad de rotación:** 0,01 ... 200 rpm
- Rango de temperatura:** -30 ... +300 °C
- Precisión:** 1 %
- Repetibilidad:** 0,2 %
- Carrera máxima:** 200 mm
- Dimensiones del soporte (L x An x Alt):** 351 x 372 x 629 mm
- Peso:** 7,1 kg
- Fuente de alimentación:** 100 ... 240 V, 50/60 Hz
- Grado de protección según DIN EN 60529:** IP 40

Tipo	Rango de viscosidad mPas	Par motor mNm	ud.E	Código	Precio €	Precio promo €
ROTAVISC lo-vi Complete	1 ... 6.000.000	0,0673	1	4.662 322	2.858,00	2.100,00
ROTAVISC me-vi Complete	100 ... 40.000.000	0,7187	1	4.662 323	2.858,00	2.100,00
ROTAVISC hi-vi I Complete	200 ... 80.000.000	1,4374	1	4.662 324	2.858,00	2.100,00
ROTAVISC hi-vi II Complete	800 ... 320.000.000	5,7496	1	4.662 325	2.858,00	2.100,00
ROTAVISC lo-vi Advanced	1 ... 6.000.000	0,0673	1	4.664 317	3.573,00	2.600,00
ROTAVISC me-vi Advanced	100 ... 40.000.000	0,7187	1	4.664 318	3.573,00	2.600,00
ROTAVISC hi-vi I Advanced	200 ... 80.000.000	1,4374	1	4.664 319	3.573,00	2.600,00
ROTAVISC hi-vi II Advanced	800 ... 320.000.000	5,7496	1	4.664 320	3.573,00	2.600,00