

LABORHITS

Termómetro digital testo 720

Ideal para uso en laboratorios

Versátil y preciso



testo 720

- Conexión para sonda Pt100
- Pantalla grande iluminada
- Visualización continua de valores mín./máx.
- Señal de advertencia audible
- Función Hold

Material de suministro: testo 720, protocolo de calibración, pilas

Pedir la sonda por separado.

TopSafe

La cubierta de protección sólida e impermeable protege el instrumento de medición de la humedad, los impactos y la suciedad.

Especificaciones

Rango de medición: -100 a +800 °C

Temperatura de trabajo: -20 a 50 °C

Material de la carcasa: ABS

Precisión: Mediciones del sistema con sondas de inmersión / penetración
±0,2 % f.s.d. (+200 ... +800 °C)
±0,2 °C (rango restante)

Resolución: 0,1 °C

Tipo de pilas: Pila de bloque de 9 V

Dimensiones (L x An x Alt): 182 x 64 x 40 mm

Peso: 171 g

Tipo	ud.E	Código
testo 720	1	9.851 323
Sonda de laboratorio Pt100, recubierta de vidrio, tubo de vidrio DURAN®	1	9.851 718
Cubierta protectora TopSafe contra impactos y polvo	1	9.718 020