

LABORHITS

Espectrofotómetro de reflectancia TR 520



Características

- Aperturas dobles
- Medición de materiales fluorescentes con UV activado/desactivado
- Amplia gama de iluminantes

Especificaciones

Fuente de luz: combinación de luz LED y luz UV

Iluminante: D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12

Apertura: 10/8 + 5/4 mm

Repetibilidad: MAV/SCI: $\Delta E \leq 0,03$

Concordancia entre instrumentos:

MAV/SCI: $\Delta E \leq 0,15$

Dimensiones (An x L x Alt): 184 x 105 x 77 mm

Peso: 600 g

Material del suministro:

Aparato, software OnShade para PC, placa de calibración blanca y negra (placa blanca e interfaz negra), funda antipolvo, cable USB, fuente de alimentación externa de corriente continua, memoria USB con manual de usuario en los idiomas de funcionamiento, maletín de transporte



Tipo	ud.E	Código
TR 520	1	4.672 487