


LABORHITS

Tapones de seguridad para eluyentes - Kits de inicio


Kit I



Kit II



Kit III



Kits de inicio para HPLC con hasta 4 botellas de almacenamiento. Los kits también contienen válvulas de aire, acoplamiento para la conexión de capilares y acoplamiento para cerrar las conexiones que no son necesarias.

Varios kits para elegir

Material del suministro:

Kit de inicio I:

4 x tapones de seguridad para eluyentes con 1 acoplamiento de PP,
4 x válvulas de aire

Kit de inicio II:

3 x tapones de seguridad para eluyentes con 1 acoplamiento de PP,
1 x tapones de seguridad para eluyentes con 2 acoplamientos de PP,
4 válvulas de aire, 1 acoplamiento ciego

Kit de inicio III:

4 x tapones de seguridad para eluyentes con 2 acoplamientos de PP,
4 válvulas de aire, 4 acoplamientos ciegos

| Descripción | Rosca | ud.E | Código |
|-------------------|-------|------|------------------|
| Kit de inicio I | GL 45 | 1 | 4.684 274 |
| Kit de inicio II | GL 45 | 1 | 4.684 273 |
| Kit de inicio III | GL 45 | 1 | 4.684 269 |