

# LABORHITS

## Centrífuga de microplacas MPS 1000



Fácil de usar

Compacta

### Características

- Capacidad para dos placas estándar
- Acepta placas con faldón, sin faldón y todas las placas PCR estándar
- Utilizar antes y después del ciclo térmico para aumentar el rendimiento de la PCR
- Diseño de carga superior
- Huella excepcionalmente pequeña

Centrífuga diseñada específicamente para la centrifugación rápida y centrifugación de muestras en placas o microplacas PCR.

### Especificaciones

**Máx. FCR:** 500 x g  
**Velocidad máx.:** 2500 rpm  
**Capacidad máx.:** 2 placas PCR  
**Consumo de energía:** 75 W  
**Dimensiones (An x L x Alt):** 160 x 160 x 180 mm  
**Peso:** 1,5 kg  
**Fuente de alimentación:** 230 V, 50/60 Hz

Tipo	ud.E	Código
MPS 1000	1	9.945 790