

LABORHITS

Set Logger de Temperatura WiFi testo Saveris 2-T2

La solución perfecta para la monitorización de la temperatura en el frigorífico



Características

- Memoria de datos interna de hasta 10.000 valores medidos por canal
- Valores límite ajustables a través de testo-Cloud
- Notificación por correo electrónico cuando se superan los valores límite
- Los valores de medición actuales pueden leerse en la pantalla
- Interfaz micro USB

El set de registrador de temperatura WiFi es adecuado para la supervisión de la temperatura en frigoríficos. Las sondas de temperatura con cable plano pueden introducirse simplemente a través del sellado del frigorífico. Los frascos para el llenado con glicol sirven como tampón de temperatura. Los datos de medición se envían a testo-Cloud (almacenamiento de datos en línea) a través de una LAN inalámbrica y se puede acceder a ellos y evaluarlos en todos los dispositivos finales con acceso a Internet. El paquete testo Cloud Basic es gratuito.

Material de suministro:

Registrador de temperatura WiFi, acceso a testo-Cloud (funcionalidad básica), cable micro USB, soporte de pared, baterías, protocolo de calibración, 2 sondas de penetración NTC con cable plano, 2 recipientes de glicol.

Puede encontrar más sondas de temperatura externas en nuestra tienda online.



Especificaciones

Tipo de sensor: NTC
Rango de temperatura: -50 ... 150 °C
Precisión: ± 0,5 °C
Ciclo de medición: 15 min ... 24 h
Ciclo de comunicación: 15 min ... 24 h
Memoria: 10.000 valores medidos por canal
Dimensiones: 95 x 75 x 30,5 mm
Peso: 240 g
Fuente de alimentación: 4 pilas AA AIMn Mignon
Código IP: IP 65

Tipo	ud.E	Código
Set testo Saveris 2-T2	1	6.273 021