

# LABORHITS

## Frascos de laboratorio Protect DURAN®

**Resistente, revestimiento de plástico transparente**

**Vidrio de borosilicato DURAN® 3.3**

**Con código de rastreo**

Muy transparentes. El revestimiento proporciona protección contra arañazos, fugas y astillas y es ideal para el transporte y el almacenamiento de medios o muestras valiosas. Límite de temperatura de servicio del revestimiento de plástico PU de plástico PU: de -30 °C a 135 °C. Con tapón de rosca y anillo de vertido.

### Características

- Graduados
- Protección contra los rayos UV
- Rosca DIN
- DIN ISO 4796-1
- Aptos para microondas
- Conformes a la USP
- Autoclavables



Capacidad nominal ml	Diám. externo mm	Altura mm	Rosca GL	ud.E	Código
100	56	100	45	1	4.652 768
150	62	110	45	1	4.652 769
250	70	138	45	1	4.652 770
500	86	176	45	1	9.071 990
1000	101	225	45	1	9.071 994
2000	136	260	45	1	9.072 006
3500	160	300	45	1	4.652 772
5000	182	330	45	1	4.652 773