

## LABORHITS

### Baños termostáticos refrigerados CORIO™ CP

Rango de temperatura de hasta +200 °C

Mayor rendimiento de la bomba



# LABORHITS

## Baños termostáticos refrigerados CORIO™ CP

Con tanques de baño aislados de acero inoxidable, rendimiento flexible y un rango de temperatura de funcionamiento de hasta 200 °C. El control de la temperatura es posible tanto en el baño interno como en una aplicación externa conectada.

- Adecuados para aplicaciones internas y externas
- Recipientes de baño de acero inoxidable de alta calidad, incluyendo la tapa de la bañera y el drenaje
- Unidades de refrigeración sin aberturas de ventilación lateral
- Más espacio en el baño gracias a las bobinas de evaporación que ahorran espacio
- Conexiones de la bomba externa M16x1
- Pantalla brillante, blanca y fácilmente visible, incluso a distancia
- Sistema de alerta de bajo nivel
- Simple cambio entre la circulación interna y externa
- Potente bomba de variación continua
- Capacidad de la bomba ajustable de 8 a 27 l/min
- Muy silenciosos
- Pies de goma para estar de pie de forma segura
- Ventilación de aire extraíble
- Conexión USB
- Interfaz RS232
- Clase III (FL) según DIN 12876-1

**Material de suministro:** Termostato refrigerado, cable de alimentación, caja de conexiones, cubierta del baño, cable de conexión, refrigerador, conectores de manguera de 8 y 12 mm.

### Especificaciones

**Precisión del ajuste:** 0,01 °C

**Uniformidad de la temperatura:** ±0,03 °C

**Rendimiento de la bomba:** 8 ... 27 l/min

**Presión de la bomba:** 0,1 ... 0,7 bar

**Potencia calorífica:** 2 kW

**Temporizador:** 0 ... 999 min.

**Anchura interior del conector de la manguera:** 8/12 mm

**Temperatura ambiente permisible:** 5 ... 40 °C

**Fuente de alimentación:** 230 V/50 Hz



Tipo	Capacidad del baño l	Abertura del baño mm	Profundidad del tanque del baño mm	Rango temp. °C	Dimensiones externas (An x P x Alt) mm	Capacidad de refrigeración kW a 20/0/-20 °C	ud.E	Código
CP-200F	4,0	130 x 150	150	-20 ... 200	230 x 390 x 650	0,22 / 0,17 / 0,02	1	<b>4.670 680</b>
CP-201F	4,0	130 x 150	150	-20 ... 200	440 x 410 x 440	0,22 / 0,17 / 0,02	1	<b>4.670 681</b>
CP-300F	4,0	130 x 150	150	-30 ... 200	240 x 420 x 660	0,31 / 0,28 / 0,08	1	<b>4.670 683</b>
CP-600F	7,5	220 x 150	150	-35 ... 200	330 x 470 x 690	0,6 / 0,44 / 0,16	1	<b>4.670 684</b>
CP-601F	10,0	220 x 150	200	-35 ... 200	360 x 460 x 740	0,6 / 0,44 / 0,16	1	<b>4.670 685</b>
CP-900F	30,0	260 x 350	200	-38 ... 200	390 x 620 x 750	0,9 / 0,8 / 0,31	1	<b>4.670 686</b>
CP-1000F	7,5	220 x 150	150	-50 ... 200	420 x 490 x 700	1,0 / 0,96 / 0,51	1	<b>4.670 687</b>
CP-1001F	56,0	350 x 410	300	-38 ... 100	450 x 640 x 950	1,0 / 0,85 / 0,32	1	<b>4.670 688</b>