



Distribuciones Industriales y Científicas S.L.

ciencia e innovación

BALANZAS ANALITICAS

Las balanzas de la serie **AS R1 y R2 PLUS** son un dispositivo de pesaje analítico estándar de la línea **SYNERGY LAB**. Estas balanzas son excepcionales debido a una gama de soluciones modernas de construcción y sistemas que garantizan la fiabilidad, precisión y exactitud de la medición, y hacen que la operación diaria sea fácil.



Ref: 115738

Balanza analítica AS 220.R2 PLUS

Máxima capacidad: 220 gr
Mínima capacidad: 10 mg
Legibilidad: 0,1 mg
Rango de tara: -220gr
Repetibilidad estándar (5% Máx): 0,07 mg.
Repetibilidad estándar (Máx): 0,08 mg.
Linealidad: $\pm 0,2$ mg.
Tiempo de estabilización: 2 s.

P.V.P.: 1220,00€



Balanza analítica AS 120.R1 PLUS

Máxima capacidad: 220 gr
Mínima capacidad: 10 mg
Legibilidad: 0,1 mg
Rango de tara: -120gr
Repetibilidad estándar (5% Máx): 0,06 mg
Repetibilidad estándar (Máx): 0,08 mg
Linealidad: $\pm 0,2$ mg
Tiempo de estabili-

P.V.P.: ~~880,00€~~



**PRECIO
PROMOCIÓN
573,00€**



Ref: 97837

*Promoción válida hasta final de existencias

P.V.P. . IVA no incluido

