dicsa
Distribuciones Industriales y Científicas S.L.
ciencia e innovación

IKA®

LLG LABWARE

LABORHITS

IKA PEN - Micropipetas electrónicas monocanal

Ultraligero y silencioso

Conectividad inalámbrica

5 modos de pipeteo

PROMOCIÓN LANZAMIENTO

Hasta 15% OFF





Pipetas electrónicas ultraligeras y excepcionalmente silenciosas con potentes funciones y conectividad inalámbrica. En la aplicación gratuita IKA PEN se pueden configurar cómodamente los parámetros y optimizar los flujos de trabajo. El diseño en forma de bolígrafo permite un manejo sin esfuerzo y un agarre natural para trabajar sin fatiga.

Características

- Mejor equilibrio y ergonomía que las pipetas electrónicas tradicionales y voluminosas
- Pantalla giratoria e interfaz intuitiva
- 5 modos de pipeteo (Pipeta, Pipeteo inverso, dispensación múltiple, dilución, medición manual) que ofrecen flexibilidad y simplifican los protocolos de pipeteo complejos
- Función de autocalibración de 1 a 3 puntos
- Conectividad inalámbrica para una integración inteligente (opcional)
- Batería de litio recargable mediante USB-C
- Incluye asas para una comodidad óptima del usuario

Descripción	Ud	Código	PRECIO	PROMO
Soporte estable y compacto	1	4.723 327	55,00€	50,60€
Controlador inalámbrico para IKA Pen	1	4.723 328	79,00€	72,68€

Capacidad	División	Precisión	Precisión	Ud.E.	Código	PRECIO	PROMO
0,5 ... 10 µl	0.01 µl	1 ± R%	0.4 ≤ VK%	1	4.723 329	369,00€	339,15€
5 ... 100 µl	0.1 µl	0.8 ± R%	0.2 ≤ VK%	1	4.723 330	369,00€	339,15€
10 ... 200 µl	0.2 µl	0.6 ± R%	0.2 ≤ VK%	1	4.723 331	369,00€	339,15€

Promoción válida hasta el 31.12.2026